



**Информационное сообщение
о проведении XXIV научно-практического семинара
Общества специалистов «РОФЭС\МОНИКОР - Профессионал»
в Екатеринбурге**

7 – 8 декабря и повтор 14 – 15 декабря 2024 г.

Тема семинара:

Версия ПО МОНИКОР 4.18. Изучение новых режимов, оптимизация и увеличение эффективности существующих режимов, обмен мнениями и опытом.

подробнее:

1. Новое в режиме Нейропунктурная Энцефалограмма:
Акцентуация на зонах энергетических блоков в Нейрокоррекции (Нейрокоррекция – это коррекция состояний по результатам межполушарной асимметрии и преобладающих ритмов из основных диапазонов ЦНС (тета, дельта, гамма, альфа, бета).
2. Селектирование повторяющихся частот в этапах итерации, соответствующих стресс-состояниям клиента, для визуализации и анализа актуальных симптомокомплексов после процесса нейрокоррекции. **Новый режим формирования схем компенсаторной коррекции стресс-состояний из выбранных повторяющихся частот. С акцентуацией на часто повторяющихся частотах.**
3. Новый раздел в режиме «Симптомокомплексы»: **Профилактика онкозаболеваний и реабилитация.**
4. **Аппроксимация.** Применение элементов искусственного интеллекта в непрерывном приближении к функциональной норме человека в процессе этапов итерации МОНИКОР-коррекции эндогенными частотами, на основе анализа серии повторяющихся частот.
5. Повтор темы «Серверная коррекция (облачные технологии)» - «МОНИКОР 5.02». **Опыт применения коррекции состояний клиентам и близким с использованием ими телефонов и планшетов.**
6. Повтор темы «Повышение когнитивных способностей» - «МОНИКОР-техники» увеличения и продления качества жизни в зрелом и пожилом возрасте (профилактика деменции, болезни Альцгеймера, Паркинсона):

- Игровой вариант «Разум Цвета», как усилитель функций ЦНС через анализ сравнения осознанного цветопредпочтения с подсознательной цветовой гаммой меридиональной системы в процессе МОНИКОР-коррекции.
- Повышение когнитивных способностей через тренировку с познавательными материалами в течение МОНИКОР сеансов;
- Повышение когнитивных способностей через тренировку с физическими упражнениями в течение МОНИКОР сеансов;

7. **Использование методик МОНИКОР при работе с различными изменёнными состояниями в ЦНС (- ЗПР, СДВГ и Аутизм у детей; - Практические результаты применения РОФЭС/МОНИКОР коррекции при травмах головного мозга).**

8. **Аудиальный резонатор.** Практические результаты применения аудиоканала для повышения эффективности коррекции стресс-состояний. Применение с профессиональными приборами и индивидуальными стресс-корректорами. Использование для животных. Меры предосторожности – индуцирование проблем.

9. **Психосоматика и стресс-отягощения в практике консультирования.** Лектор Александров Алексей Леонидович

10. **Доклады участников семинара. Ответы на вопросы**

Ведущий семинара к.б.н. Корнюхин Алексей Иванович.

Руководитель разработки системы «РОФЭС – МОНИКОР»

Формат семинара:

9.30 начало семинара - до 17.30 (18.00)

Количество мест ограничено – 12. Просим регистрироваться на один из семинаров и вносить предоплату заранее.

Место проведения: Екатеринбург, ул. Амундсена 118-а, оф. 2

Прайс на семинар 2024

Стоимость семинара: 2 дня, 16 учебных часов	8.000
Свободные слушатели – приглашённые специалисты (те, кто не имеет профессиональных приборов и хочет послушать специалистов - профессионалов)	4.000
Стоимость семинара для выступающих с сообщениями	6.000
Версия 4.18 МОНИКОР и «МОНИКОР-Сервер»-5.02 на замену 4.17	6.000
Версия 4.18 МОНИКОР и «МОНИКОР-Сервер»-5.02 на замену 4.16 и для тех, у кого более старые версии	8.000
Индивидуальный набор для Серверной МОНИКОР-коррекции	

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»

(Облачной технологии) без блютуз-переходника и с блютуз-переходником.	3.200 – 3.800
В комплектации с конечностными зажимами	4.800
Аудиальный резонатор (аудиоколонка) для усиления эффективности	+600
Конечностный электрод «Крокодильчик»	500
Конечностный электрод «Крокодильчик» -двойной для режима «Тест стресс – отягощений»	1000
Клипса – переходник для «прилипал»	350
Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50 штук)	550
Датчик ЭХП – «РОФЭС» («пистолет»)	2400
Датчик МРТ – (с витым проводом)	2000
Датчик ЭХП 2 – «МОНИКОР» (два хвоста)	1900
Датчик ЭХП 3 – «МОНИКОР» (три хвоста)	2200
Датчик для «Стресс-отягощений» с аудио входом в компьютер	1600
New Датчик ЭХП-(«Ободок») – для увеличения эффективности, с установкой на зоны шеи, плеча, колена. («Ободок»). Ссылка на видео для ознакомления: https://cloud.mail.ru/public/6cMr/CZ7CysJBQ	3000
Аудиальный резонатор. Обыкновенная портативная колонка, становящаяся под управлением Серверной программы Аудиальным резонатором.	600
Манжет поясной	1000
Аудиальный резонатор с манжетом для подключения к МОНИКОР – Профессионал (или подключение к прибору, или подключение к аудиоканалу в компьютере)	1600