



**Информационное сообщение  
о проведении IV научно-практического семинара  
Общества специалистов «РОФЭС\МОНИКОР - Профессионал»  
в г. Москва**

19 – 20 октября 2024 г.

**Тема семинара:**

**Версия ПО МОНИКОР 4.18. Изучение новых режимов, оптимизация и увеличение эффективности существующих режимов, обмен мнениями и опытом.**

**подробнее:**

1. Новое в режиме Нейропунктурная Энцефалограмма:

**Акцентуация на зонах энергетических блоков в Нейрокоррекции** (Нейрокоррекция – это коррекция состояний по результатам межполушарной асимметрии и преобладающих ритмов из основных диапазонов ЦНС (тета, дельта, гамма, альфа, бета).

2. Селектирование повторяющихся частот в этапах итерации, соответствующих стресс-состояниям клиента, для визуализации и анализа актуальных симптомокомплексов после процесса нейрокоррекции. **Новый режим формирования схем компенсаторной коррекции стресс-состояний из выбранных повторяющихся частот. С акцентуацией на часто повторяющихся частотах.**

3. Новый раздел в режиме «Симптомокомплексы»: **Профилактика онкозаболеваний и реабилитация.**

4. Что такое Аппроксимация? **Применение элементов искусственного интеллекта в непрерывном приближении к функциональной норме человека в процессе этапов итерации МОНИКОР-коррекции эндогенными частотами, на основе анализа серии повторяющихся частот.**

5. Повтор темы «Серверная коррекция (облачные технологии)» - «МОНИКОР 5.02». **Опыт применения коррекции состояний клиентам и близким с использованием ими телефонов и планшетов.**

6. Повтор темы «Повышение когнитивных способностей» - «МОНИКОР-техники» увеличения и продления качества жизни в зрелом и пожилом возрасте (профилактика деменции):

- Игровой вариант «Разум Цвета», как усилитель функций ЦНС через анализ сравнения осознанного цветопредпочтения с подсознательной цветовой гаммой меридиональной системы в процессе МОНИКОР-коррекции.
- Повышение когнитивных способностей через тренировку с познавательными материалами в течение МОНИКОР сеансов;
- Повышение когнитивных способностей через тренировку с физическими упражнениями в течение МОНИКОР сеансов;

7. **Практические результаты применения РОФЭС/МОНИКОР коррекции при травмах головного мозга.**

8. **Эффективный симбиоз аппаратных методов тестирования и коррекции состояний: «МОНИКОР – СКЭНАР».** Лектор Константин Владимирович Никитин.

9. Ответы на вопросы

Ведущий семинара к.б.н. Корнюхин Алексей Иванович.

Руководитель разработки системы «РОФЭС – МОНИКОР»

**Формат семинара:**

19 - 20 октября в 9.30 начало семинара - до 17.30

**Место проведения:** АНО дополнительного профессионального образования «Международный университет профессиональных инноваций», ул.Юных Ленинцев, д.25, кабинет № 20. Метро «Текстильщики»

### **Прайс на семинар 2025**

Стоимость семинара: 2 дня, 16 учебных часов	10.000
Свободные слушатели – приглашённые специалисты (те, кто не имеет профессиональных приборов и хочет послушать специалистов - профессионалов)	5.000
Стоимость семинара для выступающих с сообщениями	8.000
Версия 4.18 МОНИКОР и «МОНИКОР-Сервер»-5.02 на замену 4.17	5.000
Версия 4.18 МОНИКОР и «МОНИКОР-Сервер»-5.02 на замену 4.16 и для тех, у кого более старые версии	8.000
Индивидуальный набор для Серверной МОНИКОР-коррекции (Облачной технологии) без блютуз-переходника и с блютуз-переходником.	3.200 – 3.800
В комплектации с конечностными зажимами	4.100
Конечностный электрод «Крокодильчик»	500
Конечностный электрод «Крокодильчик» -двойной для режима «Тест стресс – отягощений»	1000
Клипса – переходник для «прилипал»	350

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»

Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50 штук)	550
Датчик ЭХП – «РОФЭС» («пистолет»)	2400
Датчик МРТ – (с витым проводом)	2000
Датчик ЭХП 2 – «МОНИКОР» (два хвоста)	1900
Датчик ЭХП 3 – «МОНИКОР» (три хвоста)	2200
Датчик для «Стресс-отягощений» с аудио входом в компьютер	1600
New Датчик ЭХП-(«Ободок») – для увеличения эффективности, с установкой на зоны шеи, плеча, колена. («Ободок»). Ссылка на видео для ознакомления: <a href="https://cloud.mail.ru/public/6cMr/CZ7CysJBQ">https://cloud.mail.ru/public/6cMr/CZ7CysJBQ</a>	3000